

Объявление

о проведении закупки способом запроса ценовых предложений №1

Наименование и адрес заказчика: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Акутская районная больница» УЗ области Абай, расположенное по адресу: область Абай, район Акут, село Акут, ул. с Сейфуллина, 9

Международные непатентованные наименования закупаемых лекарственных средств (торговое название в случае индивидуальной непереносимости), наименования медицинской изделий, описание фармацевтических услуг; объем закупки, место поставки, сумму выделенную для закупки по каждому лекарственному средству и (или) медицинскому изделию

Коммунальное государственное предприятие "Акутская районная больница" УЗ области Абай, расположенный по адресу: 180600, область Абай, район Акут, с Акут, ул. с Сейфуллина 9 объявляет о проведении закупки способом запроса ценовых предложений: "Приобретение лабораторных реагентов и средств медицинского назначения " по следующим лотам:

Расходные материалы для анализатора мочи Mission U500

№	Наименование	Тех. спецификация	ед. измер.	кол-во	цена	сумма
1	Тест-полоски для анализатора мочи Mission U500 11 parameter (упак 150 шт)	Тест-полоски для анализатора мочи Mission U500 11 parameter, закрытого типа	шт	30	25 500	765 000
2	Контрольная жидкость Mission 2 фл/упак	Контрольная жидкость Mission U500, закрытого типа	упак	2	7 050	14 100

Расходные материалы для биохимического анализатора закрытого типа BS-200E

№	Наименование	Краткая тех. спецификация	ед. измер.	кол-во	цена	сумма
3	Диагностический набор реагентов для определения Общего билирубина	Для автоматического биохимического анализатора BS-200E закрытого типа. Двухкомпонентный набор реагентов для определения ТБП/VOX. Объем рабочего раствора не менее 176мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнеры должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов	Упак	10	36 850	368 500
4	Диагностический набор реагентов для определения Прямого билирубина	Для автоматического биохимического анализатора BS-200E закрытого типа. Двухкомпонентный набор реагентов для определения DBP/VOX. Объем рабочего раствора не менее 176мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнеры должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов	упак	2	40 025	80 050

[illegible]

11	Диагностический набор реагентов для определения Кальция	Для автоматического биохимического анализатора BS-200E закрытого типа Однокомпонентный набор реагентов для определения Са. Объем рабочего раствора не менее 160мл. Реагент должен быть расфасован в одноразовый оригинальный контейнер R1, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительный картридж. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов	упак	2	21 375	42 750
12	Диагностический набор реагентов для определения Железа	Для автоматического биохимического анализатора BS-200E закрытого типа Двухкомпонентный набор реагентов для определения FE. Объем рабочего раствора не менее 96мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов	Упак	3	38 050	114 150
13	Диагностический набор реагентов для определения С-реактивного белка	Для автоматического биохимического анализатора BS-200E закрытого типа Двухкомпонентный набор реагентов для определения CRP методом нефелометрии. Объем рабочего раствора не менее 50мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов	Упак	15	49 500	742 500
14	Калибратор для специфических белков	Для автоматического биохимического анализатора BS-200E закрытого типа Специальный калибратор на основе человеческой сыворотки, имеющий аттестованные референтные значения, для проведения процедуры калибровки при выполнении тестов на C3, C4, CRP, IgA, IgG, IgM. Калибратор должен быть в жидком виде, полностью готовый, не требующий предварительной подготовки. Калибратор должен быть расфасован в несколько флаконов, что позволит в дальнейшем использование отдельных флаконов для предотвращения контаминации и продления стабильности. Общий объем калибратора должен быть не менее 5мл. Флаконы с калибратором должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора. Каждый флакон должен быть снабжен специальным штрих-кодом совместимым со встроенным сканером анализатора.	Упак	2	162 780	325 560
15	Моющий раствор	Для автоматического биохимического анализатора BS-200E закрытого типа Специальный концентрированный реагент Detergent CD80. Реагент предназначен для приготовления моющего раствора использующегося для промывки блока реакционных кювет, дозирующих зондов, миксера. Готовый раствор не должен обладать коррозионными и окисляющими свойствами при контакте с деталями анализатора. Фасовка концентрата должна быть не менее 1 литра. Должно хватать для приготовления не менее чем 15 литров моющего раствора.	Флак	28	31 000	868 000
16	Диагностический набор реагентов для определения Общего холестерина	Для автоматического биохимического анализатора BS-200E закрытого типа Однокомпонентный набор реагентов для определения CHOL/TC. Объем рабочего раствора не менее 160мл. Реагент должен быть расфасован в одноразовый оригинальный контейнер R1, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительный картридж. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов	Упак	10	31 175	311 750

17	Диагностический набор реагентов для определения Триглицеридов	Для автоматического биохимического анализатора BS-200E закрытого типа Однокомпонентный набор реагентов для определения TG. Объем рабочего раствора не менее 160мл. Реагент должен быть расфасован в одноразовый оригинальный контейнер R1, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительный картридж. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов	Упак	2	56 300	112 600
18	Мультикалибратор	Для автоматического биохимического анализатора BS-200E закрытого типа Одноуровневый мультикалибратор для однокомпонентных и двухкомпонентных тестов. Лиофильно высушенная сыворотка с аттестованными значениями аналитов для калибровки тестов: GGT/ALT, GOT/AST, ALB, AMS, GGT, GLU-GodPар, FE, CREA-J, LDH, MG, BUN/UREA, TP, TBIL/VOX, DBIL/VOX, CHOL/TC, TG, ALP, UA. При разведении лиофильной сыворотки, объем готового калибратора не менее 30мл. Набор мультикалибратора должен быть снабжен специальным штрих-кодом совместимым со встроенным сканером анализатора, для автоматического считывания референтных значений тестов в память анализатора.	Упак	2	139 220	278 440
19	Контрольная сыворотка НОРМА	Для автоматического биохимического анализатора BS-200E закрытого типа Лиофильно высушенная сыворотка для проведения QC, с аттестованными нормальными значениями (N) для определяемых аналитов. При разведении лиофильной сыворотки, объем готового контрольного раствора не менее 50мл. Набор контрольной сыворотки должен быть снабжен специальным штрих-кодом совместимым со встроенным сканером анализатора, для автоматического считывания референтных значений тестов в память анализатора.	Упак	1	156 900	156 900
20	Контрольная сыворотка ПАТОЛОГИЯ	Для автоматического биохимического анализатора BS-200E закрытого типа Лиофильно высушенная сыворотка для проведения QC, с аттестованными нормальными значениями (P) для определяемых аналитов. При разведении лиофильной сыворотки, объем готового контрольного раствора не менее 50мл. Набор контрольной сыворотки должен быть снабжен специальным штрих-кодом совместимым со встроенным сканером анализатора, для автоматического считывания референтных значений тестов в память анализатора.	Упак	1	186 340	186 340
21	Диагностический набор реагентов для определения HDL-C	Для автоматического биохимического анализатора BS-200E закрытого типа Двухкомпонентный набор реагентов для количественного определения липидного обмена высокой концентрации методом прямой фотометрии без осаждения. На специфичность наблюдаемого эффекта не влияет концентрация HB в пределах до $\pm 10\%$. Объем рабочего раствора не менее 54мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов	упак	5	45 800	229 000
22	Диагностический набор реагентов для определения LDL-C	Для автоматического биохимического анализатора BS-200E закрытого типа Двухкомпонентный набор реагентов для количественного определения липидного обмена низкой концентрации методом прямой фотометрии без осаждения. На специфичность наблюдаемого эффекта не влияет концентрация HB в пределах до $\pm 10\%$. Объем рабочего раствора не менее 54мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов	упак	5	83 000	415 000
23	Мультикалибратор липидов	Для автоматического биохимического анализатора BS-200E закрытого типа Мультикалибратор для двухкомпонентных тестов при количественном определении липидов. Лиофильно высушенная сыворотка с аттестованными значениями аналитов для калибровки тестов: ApoA1, ApoB, HDL-C, LDL-C, определяемых методом прямой фотометрии без осаждения. При разведении лиофильной сыворотки, объем готового калибратора не менее 5мл. Набор мультикалибратора должен быть снабжен специальным штрих-кодом совместимым со встроенным сканером анализатора, для автоматического считывания референтных значений тестов в память анализатора.	упак	1	121 560	121 560

24	Диагностический набор реагентов для определения Мочевой кислоты	Для автоматического биохимического анализатора BS-200E закрытого типа Двухкомпонентный набор реагентов для определения UA. Объем рабочего раствора не менее 200мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнеры должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов	упак	2	33 625	33 625
25	Диагностический набор реагентов для определения Щелочной фосфатазы	Для автоматического биохимического анализатора BS-200E закрытого типа Двухкомпонентный набор реагентов для определения ALP. Объем рабочего раствора не менее 176мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнеры должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов	упак	1	20 875	20 875

Диагностические реагенты для автоматического гематологического анализатора BC-5000 Mindray закрытого типа

№	Наименование	Краткая тех спецификация	ед. измер	кол-во	цена	сумма
26	Изотонический разбавитель	Диагностические реагенты для автоматического гематологического анализатора BC-5000 закрытого типа Специальный разбавитель марки M52 D, предназначенный для разведения цельной крови при подсчете форменных элементов. В составе не должно содержаться никаких вредных веществ. Наличие специальных антибактериальных присадок должно позволять использовать данный разбавитель в течение всего срока хранения указанного на упаковке. Упаковка должна быть маркирована специальным штриховым кодом совместным со считывателем для закрытой гематологической системы. Объем упаковки не менее 20	Канн	20	55 500	1 110 000
27	Гематологический реагент DIFF	Диагностические реагенты для автоматического гематологического анализатора BC-5000 закрытого типа Специальный жидкий реагент марки M-52DIFF, предназначенный для одновременного лигирования красных кровяных клеток, дифференцировки лейкоцитов по 5 субпопуляциям и химического окрашивания базофилов и эозинофилов. В составе не должны содержаться цианиды и азиды. Флакон должен быть маркирован специальным штриховым кодом совместным со считывателем для закрытой гематологической системы. Объем флакона не менее 500мл. Правильность работы реагента и точность анализа с его использованием, должна проверяться контрольным материалом совместным с данным реагентом.	Упак	30	49 250	1 477 500
28	Гематологический реагент LH	Диагностические реагенты для автоматического гематологического анализатора BC-5000 закрытого типа Специальный жидкий реагент марки M-52LH, предназначенный для лигирования красных кровяных клеток и химического окрашивания гемоглобина. В составе не должны содержаться цианиды и азиды. Флакон должен быть маркирован специальным штриховым кодом совместным со считывателем для закрытой гематологической системы. Объем флакона не менее 100мл. Правильность работы реагента и точность анализа с его использованием, должна проверяться контрольным материалом совместным с данным реагентом.	Упак	30	31 500	945 000
29	Чистящий реагент	Диагностические реагенты для автоматического гематологического анализатора BC-5000 закрытого типа Универсальный чистящий реагент Probe Cleanser, предназначенный для одновременной очистки счетных камер и трубопроводов от органических и неорганических загрязнений. Реагент не должен оказывать на очищаемые элементы коррозионного, окисляющего воздействия, а также должен легко вымываться. Объем флакона не менее 50мл. Данная фасовка предназначена для удобства и совместимости с длиной аспирационного зонда при проведении процедуры очистки анализатора. Правильность работы реагента и точность анализа с его использованием, должна проверяться контрольным материалом совместным с данным реагентом.	флак	5	8 525	42 625
30	Набор контрольных растворов	Диагностические реагенты для автоматического гематологического анализатора BC-5000 закрытого типа Набор марки B55 предназначен для ежедневного проведения внутрилабораторного контроля точности измерений на приборах использующих в работе базовые реагенты M58. Набор должен состоять из трех флаконов, емкостью не менее 3,5мл каждый. Контрольные растворы предоставляют проверенные контрольные данные не менее чем по двенадцати клинического анализа крови плюс дополнительные аналитические параметры, относящиеся к трехвершинной кривой распределения эритроцитов и тромбоцитов. Наличие аттестованных референтных параметров соответствующих низким, нормальным и высоким показателям указанным во вкладыше, который прилагается к набору. Дополнительно вкладыш должен иметь	набор	2	121 250	242 500

Реагенты для автоматического гематологического анализатора XP-300

№	Наименование	Краткая тех спецификация	ед. измер	кол-во	цена	сумма
31	CELLPACK 20 л.	Разбавитель, используемый для разведения аспиратов проб для анализа с целью измерения количества эритроцитов, количества лейкоцитов, концентрации гемоглобина и количества тромбоцитов, проводимость не более 13,40 mS/cm, pH в пределах 7,75-7,85, объем упаковки -20л	Канн	1	103 510	103 510
32	Cellclean (очищающий раствор)	Сильнощелочной очиститель, объем 50 мл, для удаления лигующих реагентов, клеточных остатков и протечек крови из гидравлической системы прибора. Предназначен для использования в гематологических анализаторах компании Sysmex	Упак	1	98 390	295 170

33	Stromatolyser-WII 3 x 500 мл	Готовый к использованию реагент, для подсчета эритроцитов и для точного подсчета лейкоцитов, анализа распределения трехмодального размера лейкоцитов (лимфоцитов, нейтрофилов и смешанной популяции клеток) и измерения уровня гемоглобина. Содержит стабилизатор и консервант. Упаковка 3 флакона по 500 мл. Предназначен для использования в гематологических анализаторах компании Sysmex	Упак	1	285 000	285 000
----	------------------------------	--	------	---	---------	---------

Реагенты для автоматического портативного анализатора Ерос закрытого типа

34	Тест-карты для портативного анализатора критических состояний	Специальные тест-карты модели BGEM для автоматического портативного анализатора газов, электролитов и метаболитов крови Ерос. Определяемые параметры: измеряемые pH, pCO ₂ , pO ₂ , Na, K, Ca, Het, Glu, Lac, Crea, расчетные cHCO ₃ ⁻ , BE (ecf), cSO ₂ , A, A-a, a/A, A (T), A-a (T), a/A (T), ClcTCO ₂ , AGap, AGapK, cHgb, BE (b), eGFR, eGFR-a. Упаковка 25 тест-карт.	упак	8	248 000	1 984 000
35	Шприцы с сухим гепарином для анализатора газов	Гепариновые шприцы для забора венозной или артериальной крови предназначенные для переноса биоматериалов в портативный анализатор критических состояний. В упаковке 50 шт. Объем 2 мл	упак	4	38 000	152 000
36	Набор для контроля качества для портативного анализатора критических состояний	Набор контрольных материалов EUROTROL GAS-ISE CTRL.LVL.II (10 x 2.SML.), для проведения контроля качества на автоматическом портативном анализаторе газов, электролитов и метаболитов крови Ерос.	упак	2	270 000	540 000

Реагенты для оптического анализатора коагуляции OCG-102

№ п/п	Наименование	Тех спецификация	Ед изм	Кол-во	Цена, тг	Сумма, тг
37	Тест-полоски для определения протромбинового времени	Специальная пластиковая тест-полоска для количественного определения протромбинового времени и МНО в цельной цитратной крови. Тест-полоска должна быть снабжена штрих-кодом совместимым со сканером анализатора коагуляции закрытого типа OCG-102. На тест-полоске должна располагаться цилиндрическая реакционная камера, содержащая распыленные реагенты в сухом виде. Определение результата реакции с помощью специального вращающегося ротора. Объем цельной цитратной крови для анализа не более 20мкл. Упаковка 24 тест-полоски.	Упак	25	22 320	558 000
38	Тест-полоски для определения концентрации фибриногена	Специальная пластиковая тест-полоска для количественного определения концентрации фибриногена в цельной цитратной крови. Тест-полоска должна быть снабжена штрих-кодом совместимым со сканером анализатора коагуляции закрытого типа OCG-102. На тест-полоске должна располагаться цилиндрическая реакционная камера, содержащая распыленные реагенты в сухом виде. Определение результата реакции с помощью специального вращающегося ротора. Объем цельной цитратной крови для анализа не более 20мкл. Упаковка 24 тест-полоски.	Упак	15	61 200	918 000
39	Тест-полоски для определения АПТВ	Специальная пластиковая тест-полоска для количественного определения АЧТВ в цельной цитратной крови. Тест-полоска должна быть снабжена штрих-кодом совместимым со сканером анализатора коагуляции закрытого типа OCG-102. На тест-полоске должна располагаться цилиндрическая реакционная камера, содержащая распыленные реагенты в сухом виде. Определение результата реакции с помощью специального вращающегося ротора. Объем цельной цитратной крови для анализа не более 20мкл. Упаковка 24 тест-полоски.	Упак	22	32 160	707 520
40	Контрольный материал для клоттинговых тестов	Специальный контрольный материал для проведения QC клоттинговых тестов при выполнении исследований с помощью тест-полосок на анализаторе коагуляции закрытого типа OCG-102. Контрольный материал представляет из себя плазму со специальной обработкой цитратом натрия. Контроль должен быть двухуровневым и состоять из двух флаконов с нормальным и патологическим диапазонами. Обязательное наличие аттестованных референтных значений.	Упак	2	88 600	177 200

Диагностические реагенты для автоматического анализатора осадка мочи UriSed mini 77 Elektronika KfK, закрытого типа

№ п/п	Наименование	Тех спецификация	Ед изм	Кол-во	Цена, тг	Сумма, тг
41	Кюветы 600 шт/уп	Диагностические реагенты для анализатора осадка мочи UriSed mini 77 Elektronika KfK закрытого типа. Кюветы 600 шт/уп.	Упак	8	356 520	2 852 160

Реагенты для коагулометра TS-4000

№ п/п	Наименование	Тех спецификация	Ед изм	Кол-во	Цена, тг	Сумма, тг
42	Набор реагентов для определения Протромбинового времени 5x2 мл	Набор реагентов для постановки клоттингового теста отражает 1 и 2 фазу плазматического свертывания и активность работы факторов. Набор содержит рекомбинантный человеческий тромбопластин до 1мкл/мл. Рабочие реагенты не требуют дополнительного разведения лиофилизатов. Реагенты жидкие, готовые к использованию. Не требуется отдельного построения калибровочного графика с приготовлением калибровочных разведений из контрольных плазм. Количество тестов в одном наборе не менее 100. Наличие адаптаций для анализаторов	упак	4	31 000	124 000

Наконечники для анализаторов

№ п/п	Наименование	Тех спецификация	Ед изм	Кол-во	Цена, тг	Сумма, тг
43	Наконечники 0-200 мкл, желтые (уп=1000шт)	0 – 200 мкл	упак	12	3 000	36 000

Реагенты для портативного иммунофлуоресцентного

анализатора Flurescare MF-T1000 закрытого типа

№	Наименование	Краткая тех спецификация	ед. измер	кол-во	цена	сумма
44	FERRITIN Diagnostic Kit/ Набор для определения FERRITIN (Ферритин)	Быстрый количественный экспресс-тест на Ферритин (Ferritin), для портативного иммунофлуоресцентного анализатора Flurescare MF-T1000. В составе набора 20 специальных картриджей, идентификационный чип картриджей, буфер.	упак	6	43 000	258 000
45	Ferritin QC/ Ferritin Контрольный реагент	Контрольный материал на Ферритин (Ferritin), для портативного иммунофлуоресцентного анализатора Flurescare MF-T1000. В составе Ферритин (Ferritin) Control level 1 (0.3 mL), Ферритин (Ferritin) Control level 2 (0.3 mL.)	упак	1	28 200	28 200
46	Набор для определения TSH (ТТГ)	Быстрый количественный экспресс-тест на ТТГ (TSH), для портативного иммунофлуоресцентного анализатора Flurescare MF-T1000. В составе набора 20 специальных картриджей, идентификационный чип картриджей, буфер.	упак	20	23 400	468 000
47	TSH Контрольный реагент	Контрольный материал на ТТГ (TSH), для портативного анализатора Flurescare MF-T1000. В составе TSH Control упаковка (2 флакона). TSH Control level 1 (0.3 mL), TSH Control level 2 (0.3 mL.)	упак	1	28 200	28 200
48	FT4 Diagnostic Kit/ Набор для определения FT4 (свободный Тироксин)	Быстрый количественный экспресс-тест на FT4 (свободный тироксин), для портативного иммунофлуоресцентного анализатора Flurescare MF-T1000. В составе набора 20 специальных картриджей, идентификационный чип картриджей, буфер.	упак	20	37 750	755 000
49	FT4 QC/ FT4 Контрольный реагент	Контрольный материал на FT4 (свободный тироксин), для портативного иммунофлуоресцентного анализатора Flurescare MF-T1000. В составе FT4 Control упаковка (2 флакона). FT4 Control level 1 (0.3 mL), FT4 Control level 2 (0.3 mL.)	упак	1	28 200	28 200
50	HbA1c Diagnostic Kit/ Набор для определения HbA1c (Гликированный гемоглобин)	Быстрый количественный экспресс-тест на Гликированный гемоглобин (HbA1c), для портативного иммунофлуоресцентного анализатора Flurescare MF-T1000. В составе набора 20 специальных картриджей, идентификационный чип картриджей, буфер.	упак	20	33 350	667 000
51	HbA1c QC/ HbA1c Контрольный реагент	Контрольный материал HbA1c, для портативного иммунофлуоресцентного анализатора Flurescare MF-T1000. В составе HbA1c Control упаковка (1 флакона). HbA1c Control level 1 (150 мкл)	упак	1	28 200	28 200
52	Total IgE Diagnostic Kit/ Набор для определения Total IgE (Общий Иммуноглобулин Е)	Быстрый количественный экспресс-тест на Общ. иммуноглобулин Е (Total IgE), для портативного иммунофлуоресцентного анализатора Flurescare MF-T1000. В составе набора 20 специальных картриджей, идентификационный чип картриджей, буфер.	упак	5	67 760	338 800
53	Total IgE QC/ Total IgE Контрольный реагент	Контрольный материал Total IgE, для портативного иммунофлуоресцентного анализатора Flurescare MF-T1000. В составе Total IgE Control упаковка (2 флакона). Total IgE Control level 1 (0.3 mL), Total IgE Control level 2 (0.3 mL.)	упак	1	28 200	28 200
54	cTnI Diagnostic Kit/ Набор для определения cTnI (Сердечный тропонин I)	Быстрый количественный экспресс-тест на Сердечный тропонин (cTnI), для портативного иммунофлуоресцентного анализатора Flurescare MF-T1000. В составе набора 20 специальных картриджей, идентификационный чип картриджей, буфер.	упак	12	105 960	1 271 520
55	cTnI Контрольный реагент	Контрольный материал Сердечный тропонин (cTnI), для портативного иммунофлуоресцентного анализатора Flurescare MF-T1000. В составе cTnI Control упаковка (2 флакона). Total IgE Control level 1 (0.3 mL), Total IgE Control level 2 (0.3 mL.)	упак	1	28 200	28 200
56	Набор для определения D-Dimer (Д-Димер)	Быстрый количественный экспресс-тест на Д-Димер (D-Dimer), для портативного иммунофлуоресцентного анализатора Flurescare MF-T1000. В составе набора 20 специальных картриджей, идентификационный чип картриджей, буфер.	упак	1	53 996	53 996
57	D-Dimer QC/ D-dimer Контрольный реагент	Контрольный материал Д-Димер (D-Dimer), для портативного иммунофлуоресцентного анализатора Flurescare MF-T1000. В составе D-Dimer Control упаковка (2 флакона). Total IgE Control level 1 (0.3 mL), Total IgE Control level 2 (0.3 mL.)	упак	1	28 200	28 200
58	Тест набор для определения прокальцитонина (PCT)	Быстрый количественный экспресс-тест на Прокальцитонин (PCT), для портативного иммунофлуоресцентного анализатора Flurescare MF-T1000. В составе набора 20 специальных картриджей, идентификационный чип картриджей, буфер.	упак	1	117 500	117 500
59	PCT Контрольный реагент	Контрольный материал Прокальцитонин (PCT), для портативного иммунофлуоресцентного анализатора Flurescare MF-T1000. В составе PCT Control упаковка (2 флакона). Total IgE Control level 1 (0.3 mL), Total IgE Control level 2 (0.3 mL.)	упак	1	28 200	28 200

Реагенты для закрытого анализатора CO2 Vision Pro

№ п/п	Наименование	Тех спецификация	Ед изм	Кол-во	Цена, гг	Сумма, гг
60	Расходный материал	Электронная тест карта для анализатора CO2 Vision Pro. Тест карта на 10000 тестов	Пшт	1	2 700 000	2 700 000
61	Расходный материал	Ликвичек, контроль CO2, двухуровневый, миниупаковка (2х9мл). Обязательное наличие заводских референтных значений для анализатора CO2 Vision Pro	Упак	1	460 000	460 000

**Диагностические реагенты для автоматического анализатора осадка мочи
UriSed mini 77 Elektronika Kfk. закрытого типа**

№ п/п	Наименование	Тех спецификация	Ед изм	Кол-во	Цена, тг	Сумма, тг
62	Контроль «Общий анализ мочи», двухуровневый	Диагностические реагенты для анализатора осадка мочи UriSed mini 77 Elektronika Kfk закрытого типа. Ликвичек Контроль «Общий анализ мочи», двухуровневый (6 флаконов для каждого уровня) Обязательное наличие заводских референтных значений для анализатора осадка мочи UriSed mini 77 Elektronika Kfk	Упак	1	390 000	390 000

Реагенты для иммуногематологических исследований для анализатора Ortho Workstation закрытого типа

№ п/п	Наименование	Тех спецификация	Ед изм	Кол-во	Цена, тг	Сумма, тг
63	Реагенты Affirmagen2 для подтверждения группы крови ABO	3% стандартные эритроциты для определения группы крови Affirmagen 2 (A1+B) / (3% Affirmagen 2 (A1+B Cells) Red Cells, упаковка 2x3мл, для колоночной агглютинации Ortho	упак	12	33 415	400 980
64	Реагенты Surgiscreen 0.8% для распознавания антител в группе крови	0.8% стандартные эритроциты для скрининга антител Surgiscreen / 0.8% Surgiscreen (3 Cell Screen) Red Cells, упаковка 3x10мл, для колоночной агглютинации Ortho	упак	12	59 356	712 272
65	Кассеты для определения резус фактора и группы крови прямой и обратной реакцией BioVue, № 400	Кассеты для определения резус фактора и группы крови прямой и обратной реакцией / BioVue ABO Rh-D Combo Cassettes, упаковка 400 кассет, для колоночной агглютинации Ortho	упак	0,25	1 021 196	255 299
66	Кассеты полиспецифические анти-человеческие BioVue, № 100	Кассеты полиспецифические содержащие античеловеческий иммуноглобулин для скрининга антител / BioVue Anti-Human Polyspecific Cassettes, упаковка 100 кассет, для колоночной агглютинации Ortho	упак	1,2	387 138	464 565,60
67	Прокладыватели кассет для системы BioVue (20 шт.)	Лайнеры для системы Ortho BioVue / Ortho BioVue Liners, упаковка 20 штук, для колоночной агглютинации Ortho	упак	5	6 150	30 750
68	Раствор Ortho Bliss, 3 x 10ml	Раствор Ortho Bliss, 3 x 10ml	упак	1	37 980	37 980
Итого						29 081 648

Требуемый срок поставки: поставку товаров производить по заявке Заказчика, не позднее 7 календарных дней с момента получения заявки от Заказчика (к требованию заказчика). Заявка может быть направлена Поставщику посредством электронной почты, факсом или почтовым отправлением (по выбору Заказчика).
Место поставки: Область Абай, Аксуатский район, с Аксуат, улица с. Сейфуллина, 9
Место и начало предоставления ценовых предложений: область Абай, район Аксуат, с. Аксуат, ул. с Сейфуллина, 9, с 9 ч 00 мин. «13» января 2025 года
Окончательный срок предоставления ценовых предложений до 10 ч 00 мин. «17» января 2025 года.
Конверты с ценовыми предложениями будут вскрываться «17» января 2025 года в 11 ч.00 мин. по адресу: Аксуатский район, с Аксуат, ул с Сейфуллина, 9, в каб бухгалтерии
Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону: 8-7234621278
Каждый потенциальный поставщик до истечения окончательного срока предоставления ценовых предложений представляет только одно ценовое предложение в запечатанном виде.
Конверт содержит ценовое предложение по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения, разрешение, подтверждающее права физического или юридического лица на осуществление деятельности или действий (операций), осуществляемое разрешительными органами посредством лицензирования или разрешительной процедуры, в сроки, установленные заказчиком или организатором закупок, а также документы, подтверждающие соответствие предлагаемых товаров требованиям, установленным главой 4 настоящих Правил, а также описание и объем фармацевтических услуг.

Главный врач
Исполнитель



Ашпаева А.М.
Кинаят Д.М.